



# bebionic 智能仿生肌电手



新一代Bebionic五指智能仿生肌电手提供了14种手的动作，包括8种预设动作和另外6种备选动作，使得使用者可以进行诸如吃饭，饮水，书写，用钥匙开门，使用键盘、鼠标和手机，以及捡起细小物体等日常动作。等比例的速度和握力控制使得使用者可以轻松完成细微的动作，比如抓住生鸡蛋或者握住塑料杯这样的动作。



[www.reha.cn](http://www.reha.cn)

中国区总代理——瑞哈国际假肢矫形器贸易有限公司

地址：北京市朝阳区朝阳北路雅成二里朝阳雅筑2号楼2-5底商 电话：010-59154951



英国斯迪博假肢矫形器公司创建于1921年，是欧洲著名的专业的上肢假肢的生产商。其肌电控制假肢、机械索控假肢、装饰假肢系列产品远销世界80多个国家和地区。

最新一代Bebionic 智能仿生肌电手，秉承耐用、易用和高性能设计理念，结合了控制方便和外形自然等特点，其仿真手指具备多种贴合日常活动的场景化抓握模式，为用户提供了一个稳定可靠的生活平台。

### 软件调节 >>>

专门为Bebionic适配研发的Bebalance 控制软件，可以对bebionic 手进行监控、设置和无线编程，以便技师定制其功能以适应每个使用者的需要。

### 五指联动 >>>

智能仿生肌电手的每个手指皆由单独的电机驱动，使其能以自然而协调的方式实现各种动作和抓握，这同样提供了可以贴合外形复杂物体的抓握能力。

### 快捷切换 >>>

独有的手背快捷切换按钮，方便使用者快速切换手指运动模式，随时根据使用者需要切换多达14种运动模式。

### 仿真皮肤 >>>

使用独有的True Finish™ 细微着色技术的硅胶手套总共有19种肤色，增强了深度和现实感。



### 一套完整的Bebionic 智能仿生肌电手包含：

- 1) bebionic智能仿生肌电手一只
- 2) 所选定腕部连接件一个
- 3) 技术手册一本
- 4) 含bebalance 编程软件及相应的驱动程序的光盘一张
- 5) USB无线收发装置(无线传输/接收模块)一个
- 6) 工具套件一个
- 7) 车载或普通充电器一个