

生活王 动态储能脚 Energy-Foot

运动等级1.5-2.5



- 独特的脚踝关节设计无需特别养护，使用寿命长
- 弹性踝关节的万向功能令使用者在不平坦路面上行走更加稳定
- 柔和的动态控制系统适合于低、中活动级别的人群
- 全长脚板设计提高能量的储存和释放效果，令使用者备感轻便
- 可调弹性后跟可根据使用者需要进行个性化调整
- 配有可更换脚套



德国斯泰芬艾德假肢矫形器工业公司研发的新一代生活王动态储能脚（型号60A1）使用强度极高的轻质聚合材料，它的可调后跟、多轴动态系统，全长脚板的能量储存和释放，为那些患有血管疾病和体弱的截肢者提供了富有实效的假肢选配方案。

www.reha.cn

中国区独家代理——瑞哈国际假肢矫形器贸易有限公司

北京市朝阳区朝阳北路雅成二里朝阳雅筑2号楼2-5底商

4006-508-568




功能王 动态储能脚 Multi-Axial-Foot

运动等级 2.5-3.5



- 仿人体解剖结构设计
- 弹性足弓产生抓地效应，令行走更安全，步态更自然
- 弹性踝关节可随健肢状态自如调整平衡
- 减少残肢末端冲击力
- 储能足弓释放能量返还
- 配有可更换脚套



德国斯泰芬艾德假肢矫形器工业公司研发的最新一代功能王动态储能脚（型号70A1）使用强度极高的轻质聚合材料，将垂直运动、水平旋转、和稳定性有机的结合在这款富含解剖学概念脚板上。该脚板可根据使用者自身情况选择不同级别的零部件组装在一起，使功能王动态储能脚完全做到了个性化，令使用者步态更加自然，轻松。

www.reha.cn

中国区独家代理——瑞哈国际假肢矫形器贸易有限公司

北京市朝阳区朝阳北路雅成二里朝阳雅筑2号楼2-5底商

4006-508-568

