


德国斯泰芬艾德-硅胶套系列产品



- 高质量功能性表面织物，便于硅胶套上下滚动，最小化纵向拉伸。
- 具有表面抗菌效应的添加剂，可防止细菌滋生。
- 经改进的聚合物，具有优秀的扩展性和更好的稳定性。
- 末端抗旋，具有更好的穿着导向性和对假肢更好地控制。
- 用于大腿硅胶套的抗旋带，可防止硅胶套相对假肢接受腔的旋转。
- 用于小腿硅胶套的外部矩阵，可限制硅胶套远端区域的伸长。



经典型小腿假肢硅胶套



舒适型小腿假肢硅胶套



大腿抗旋假肢硅胶套



大腿抗旋增强型假肢硅胶套

