

## 3A2500 液压气助伸动态膝关节



订货编号: 3A2500

3A2500是德国斯泰芬艾德公司设计制造的多功能液压气助伸动态膝关节的最新升级产品，具有屈伸阻尼无级调整的双液压缸系统，保证使用者快慢行走时的自然步态；特别设计的气助伸系统使小腿摆动更具主动性，行走更安全自然；独一无二的液压缓冲系统可以有效缓冲伸展末撞击；该关节还具有自由摆动模式，为骑车提供方便。

- 最大体重限制150kg
- 活动级别3-4
- 膝关节最大屈曲角度136°
- 有效高度196mm
- 可在关节近端前后方向6mm范围内平移调整
- 更强稳定性，更高耐用性
- 具有可无级调整屈曲阻尼的大容量双液压缸系统，因而有更大的调整范围
- 液压缸可以方便地转换为自由摆动模式（骑车模式）
- 具有独特设计的气压助伸系统，进入摆动期更轻松
- 多轴结构提供可靠的支撑期控制
- 通过多轴连杆联动在摆动期缩短小腿长度
- 高质量滚针轴承保证动作流畅
- 液压缓冲系统保证步行舒适

源自 **1928** 年  
德国专业经验!  
德国著名品牌

