

# medi SAS<sup>®</sup> 45


肩外展夹板: 外展角度 45°或30°

## 适应症:

- 衣袖断裂重建术后。
- 肩关节假体植入后。
- 肩峰下部滑囊炎保守治疗或术后治疗。
- 衣袖的不完全断裂。
- 肩峰成形术后。
- 用于开放式和关节镜肩关节稳定后腹侧边缘和滑囊部件的张力缓解肱骨颈骨折术后。
- 肩关节脱臼 / 脱位的保守固定。

## 功能:

- 符合生理形状的合身的缓冲垫置于体侧, 可以减轻对腹侧边缘、关节囊的压力。
- 30°或45°的外展定位, 可避免腋窝处粘连 (冷冻肩)。



### medi SAS 45

尺码	尺寸 cm	货号
小码(s)	104以内	R.021.002
大码(l)	104以上	R.021.004

测量方法: 测量腹部围长。



## 产品优点



### 穿戴舒适

带子可缓解对肩、颈部的牵拉。



### 按解剖学成型软垫

保证安全的支撑; 不后移。



手托一方面可以支撑放松手部, 还能使前臂肌肉进行少量的功能锻炼。

通用固定夹板, 可以选择穿在左侧或右侧。