

medi SAS[®] multi

肩外展支具：外展角度 15°

适应症：

适合于下列情况的术后固定：

- 肩袖断裂重建。
- 肱骨头骨折。
- 肩关节假体植入。
- 肩关节脱位后的固定。

功能：

- 减轻肩峰下间隙的压力。
- 支撑腹侧边缘和关节囊部位。
- 防止在腋窝处粘连。



产品优点



带衬垫的腰带

当躺位时提供稳固支撑不会向后滑。



透气材料

开放式网状材料舒适透气。




穿着舒适

带子可缓解对肩、颈部的牵拉。



可调节外旋

活动的楔形垫可调节手臂安全外展的位置。



medi SAS multi

货号

R.023.209 左

R.023.309 右

短版：前臂长度在 34 cm 以内

R.022.209 短左

R.022.309 短右

测量方式：测量从肘部到掌指关节的长度。